

КаVo Сервис

DENTAL
EX
CE
L
LEN
CE





Представленные
в каталоге продукция,
оборудование и услуги
могут быть недоступны
в некоторых странах.
Вся информация
действительна
на момент публикации.

Содержание

04	Dental Excellence*	
	Сделано в Биберахе	04
	Оригинальные запасные части	10
	Сервисная поддержка KaVo	14
	Портфель услуг KaVo	16
18	Установки	
	Техническое обслуживание KaVo	20
	Сервисный набор KaVo	22
28	Дополнительная комплектация установки	
34	Инструменты	
	Официальный заводской ремонт KaVo	36
	KaVo BOX	40
43	Аксессуары	
50	Контактная информация	

Сделано в Биберахе

Принцип KaVo Dental Excellence распространяется не только на инструменты и установки, но также на услуги и техническое обслуживание. Только такой подход может гарантировать неизменно высокое качество работы, которое обеспечит комфортную и безопасную клиническую практику.



Уже более 100 лет KaVo является олицетворением высокого качества и точности. В 1909 году Алоиз Кальтенбах основал компанию в Берлине (район Штеглиц) и с тех пор продукция и услуги KaVo, в первую очередь стоматологические инструменты и установки, продолжают неизменно совершенствоваться. Более 3 000 квалифицированных специалистов по всему миру обеспечивают высокое качество продукции и сервиса KaVo, предупреждая пожелания клиентов. Не менее важное значение имеют традиции и рациональность производства KaVo: «сделано в Германии» – это не просто слова. Все инструменты и установки производятся и собираются на собственном заводе в Биберахе (Германия), там же обеспечивается квалифицированное оказание услуг KaVo.






Разработка – сделано в Биберахе

Залог успеха KaVo – командная работа. В разработке любого продукта участвуют инженеры, дизайнеры, маркетологи и другие специалисты. Предварительные чертежи моделируют в 3D, по полученным полистирольным моделям изготавливают промышленные прототипы, которые ложатся в основу конечного продукта.

Запасные части – сделано в Биберахе

Только оригинальные запасные части обеспечивают функциональность и безопасность продукции. Лишь при использовании оригинальных запчастей продукция KaVo остается продукцией KaVo. Каждый этап – от разработки до технического обслуживания – выполняется с учетом основной цели: гарантировать максимально высокое качество.





Ремонт инструментов – сделано в Биберахе

Вся продукция KaVo производится на заводе в Биберахе (Германия). Это позволяет обеспечить безопасность как участвующих в лечении специалистов, так и пациентов, а также гарантировать наилучший результат стоматологического вмешательства. Инструменты KaVo прослужат на протяжении многих лет и будут ценным вкладом в клиническую практику. В целом, гораздо рациональнее отремонтировать имеющийся инструмент с помощью оригинальных запчастей KaVo, а не приобретать новый.

Техническая поддержка (горячая линия) и обучение – сделано в Биберахе

Официальные дилеры KaVo обеспечивают высокое качество обслуживания клиентов. Сотрудники


техподдержки помогают как можно быстрее решить любую проблему. Сервисные инженеры авторизованных дилеров проходят специальное обучение в Кампусе KaVo. Такое обучение является обязательным этапом сертификации и гарантирует высокий уровень обслуживания.

Служба поддержки клиентов – сделано в Биберахе

Большое внимание уделяется ежедневному контакту с авторизованными дилерами. Прямая и оперативная коммуникация является залогом эффективной работы клиентов KaVo. Ежедневно в службу поддержки поступает более 500 запросов на немецком, английском, испанском, французском, итальянском, русском, нидерландском и турецком языках. Сотрудники службы прикладывают все усилия для того, чтобы дать ответ на любой вопрос в течение 24 часов.

*Высокое качество изготовления:
корпус инструментов KaVo
фрезеруется из цельной
металлической заготовки.*





Залог безопасности – оригинальные запчасти KaVo

На что обратить внимание при техническом обслуживании и ремонте



Медицинские изделия должны применяться с учетом специальных норм и стандартов, которые в разных странах могут отличаться. Однако в любой стране такие требования направлены, в первую очередь, на защиту здоровья пациентов. При несоблюдении этих требований пользователь или дистрибьютор несет ответственность за последствия, особенно если они представляют угрозу здоровью пациентов.

Более чем

в 50 %

случаев проблемы с инструментами вызваны ошибками в использовании, уходе и обслуживании.



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- При износе хвостовика бора сила фиксации в зажиме уменьшается и в ходе лечения инструмент может выпасть из головки наконечника
 - Хвостовик бора может прокручиваться в зажиме и повредить цанговый механизм
 - Инструмент может выйти из строя
 - Слишком длинные боры провоцируют избыточную нагрузку на подшипники, редукторы и цанговый механизм
 - Поврежденный хвостовик бора может заклинить в зажиме
-

Почему важно использовать только оригинальные запасные части KaVo.

Продукция KaVo отличается высокой надежностью и разработана с учетом необходимости обеспечивать качественное лечение на протяжении многих лет. Эксперты KaVo вкладывают все свои знания и умения в разработку и производство. При этом материалы и технологии подвергаются тщательному контролю, в том числе и на соответствие нормативам и стандартам. Не менее строгий контроль проходят и запасные части KaVo, поэтому функциональность отремонтированного инструмента не отличается от нового. Продукция KaVo должна оставаться продукцией KaVo.



Оригинальные запасные части KaVo помогают сохранить важные преимущества продукции KaVo. Они обеспечивают...

- **Продолжительный срок службы и сохранение вложенных средств**

Оригинальные запасные части KaVo позволяют сохранить рабочие характеристики инструментов и установок на протяжении многих лет. Продукция KaVo просто и эффективно ремонтируется. Многократное длительное применение того или иного изделия обеспечивает сохранность ценных сырьевых ресурсов; отказ от продукции разового пользования сегодня по праву считается разумным и экологичным.

- **Функциональность и безопасность**

Отремонтированный инструмент должен полностью соответствовать техническим стандартам KaVo, функциональность должна оставаться неизменной.

- **Юридическая защищенность**

Медицинские изделия подчиняются строгим стандартам и законам. Использование неоригинальных запасных частей противоречит техническим стандартам KaVo и может стать причиной отзыва заводской гарантии.

Сохраните рабочие характеристики инструментов KaVo

Как продлить срок службы стоматологических наконечников KaVo



Инструменты при неправильном уходе



Инструменты при правильном уходе

Срок службы цангового зажима

1. Вращающиеся инструменты / боры

Используйте только инструменты, соответствующие стандарту KaVo. В противном случае существует риск неисправности наконечника, в том числе зажимного механизма или хвостовика инструмента.

2. Характеристики боров

Длина и диаметр, форма хвостовика, максимальная скорость вращения инструментов указаны в инструкции по эксплуатации.

3. Снятие коронок и мостовидных протезов

Инструменты для снятия несъемных протезов рекомендуется подбирать с учетом материалов, из которых протез

изготовлен. Например, твердосплавный бор для коронки из металла или мягкой керамики и бор с алмазным покрытием для оксидциркониевой коронки. При этом следует соблюдать указания производителя по скорости вращения. Обычно борами с прямой или перекрестной нарезкой работают на более низкой скорости, чем борами с алмазным покрытием.

4. Извлечение инструмента из зажима

Срок службы цангового зажима можно продлить, если устранить нагрузку на него при хранении. Хранение наконечника с фиксированным бором, в частности, повышает риск травмы и инфицирования пациентов.

Срок службы подшипников

Обработка KaVo Spray или QUATTROcare:

Неправильный уход приводит к повышенному износу и повреждению подшипников. Во избежание более серьезных дефектов неисправные подшипники следует как можно быстрее заменить.

Частые ошибки

1. Дезинфекция

Не погружайте инструмент в дезинфицирующий раствор / ультразвуковую ванночку во избежание:

- повреждения подшипников
- других технических неисправностей.

2. Смазка

Срок службы наконечника во многом зависит от состояния зажимного механизма, подшипников и редукторов. Предпочтение отдается автоматизированной обработке в QUATTROcare PLUS. Бесперебойная работа изделий KaVo гарантируется только при использовании одобренной продукции для ухода. Инструменты рекомендуется смазывать каждый раз после очистки и дезинфекции, при этом наконечник и головку наконечника рекомендуется обрабатывать по отдельности.

Хранение

Убедитесь, что инструмент полностью высох как снаружи, так и внутри. Во избежание коррозии уберите скопившуюся влагу с помощью сжатого воздуха.

Предотвращение механических повреждений

Примите меры, чтобы снизить риск падения инструмента на пол. Если это все же произошло, осмотрите инструмент на предмет любых внешних изменений. Так вы сделаете лечение более безопасным.




Более подробная информация по уходу за инструментами содержится в Руководстве по уходу KaVo:



https://kavo.widen.net/s/vzptfgv8qt/kavo_handpiece-care-brochure_20200615_01_ru

Сервисная поддержка KaVo

Продукция KaVo должна оставаться продукцией KaVo. Она требует правильного ухода, регулярного технического обслуживания и использования оригинальных запасных частей в случае ремонта. Мы готовы взять эту задачу на себя, чтобы вы могли сконцентрироваться на лечении пациентов.



250

сотрудников ежегодно стажируются в Кампусе KaVo в Биберахе (Германия). Сервисных инженеров обучают техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инструментов KaVo, чтобы мы имели возможность незамедлительно оказать вам квалифицированную помощь и сохранили вложенные вами средства.

150 СПЕЦИАЛИСТОВ

готовы в сжатые сроки ответить на ваши вопросы, предоставить нужную техническую документацию и организовать обучение персонала клиники.

Сервисный партнер KaVo

Качество на расстоянии вытянутой руки:

Недалеко от вас находится сервисный партнер KaVo, именно туда вы можете обратиться в первую очередь для технического обслуживания и ремонта продукции KaVo.



Сервисные партнеры KaVo: гарантированный результат

Сервисные партнеры KaVo проходят обучение в сервисных центрах KaVo. Все они соответствуют следующим обязательным требованиям:

- Квалифицированные специалисты
- Необходимые инструменты и контрольно-измерительные приборы
- Использование только оригинальных запасных частей KaVo

Оригинальные запасные части KaVo дают целый ряд важных преимуществ в долгосрочной перспективе: сохранение неизменной функциональности инструмента, безопасность пользователя и пациента, экономия средств, защита окружающей среды. Неоригинальные запчасти могут приводить к сбою в работе оборудования KaVo и, как следствие, к проблемам при стоматологическом лечении. На такую продукцию больше не распространяется гарантия KaVo, снижаются ее остаточная стоимость, функциональность и эффективность.

Портфель услуг KaVo

KaVo оказывает поддержку сервисным партнерам во всем мире для максимально быстрого решения технических проблем.



Горячая линия KaVo

Представительства и сертифицированные дистрибьюторы KaVo во многих странах предоставляют техническую поддержку для быстрого и оптимального решения проблем. В главном здании завода в Биберахе также организована горячая линия для технической поддержки третьего уровня, специалисты которой готовы оперативно прийти на помощь сотрудникам KaVo.

Техническая поддержка KaVo в РФ
techsupport.russia@kavo.com



Кампус KaVo



Сотрудники и сервисные инженеры официальных дилеров KaVo проходят обучение в Кампусе KaVo по современным программам подготовки под руководством опытных специалистов.



Обслуживание стоматологических установок



Сервисный набор KaVo

Безопасность эксплуатации и четкое планирование работы.



Расширенная гарантия KaVo

Чтобы ваши затраты стали более прогнозируемыми, мы рекомендуем защитить свой бюджет после окончания стандартного гарантийного срока, воспользовавшись расширенной гарантией KaVo.



Реновация стоматологических установок

Вы можете выбрать замену любого из элементов:
Замена обивки кресла.
Замена светильников.



Уход за инструментами

KAVO BOX



Как быстро, надежно и бесплатно отправить инструмент на ремонт в KaVo?*



1 Заполните заявку.
При первом заполнении одновременно пройдет регистрация в личном кабинете.



2 На указанную вами почту придет подтверждение заявки. В письме вы найдете заполненную форму и накладную для курьера, обязательно их распечатайте. Аккуратно упакуйте инструмент.



3 Ожидайте курьера в указанный вами временной промежуток. Ваш инструмент будет доставлен в выбранный вами сервисный центр KaVo.

*Доступно не во всех странах. Подробная информация: www.kavobox.ru.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ



Техническое обслуживание KaVo: Безопасность ежедневного клинического приема

Производители медицинских изделий обязаны указывать на необходимость регулярных проверок и технического обслуживания. Это позволяет обеспечить функциональную безопасность и юридическую защищенность, избежать травм и непредвиденных расходов, а также сохранить высокую остаточную стоимость оборудования.



Ежегодное техническое обслуживание стоматологических установок KaVo поддерживает ее в исправном состоянии, что является необходимым условием безопасной практики.

При этом сохраняется остаточная стоимость установки и соответствие стандартам KaVo, соблюдаются государственные стандарты, нормы и правила.

Техническое обслуживание и ремонт могут проводить только:

- Сервисные инженеры KaVo соответствующей квалификации.
- Сервисные инженеры официального дилера KaVo, прошедшие соответствующее обучение в KaVo.

Сертифицированные сервисные инженеры используют только оригинальные запасные части KaVo.



35,000

манипуляций

20,000

часов в среднем функционирует стоматологическая установка

за **12** лет.

За это время расходуется около

100,000

литров воды

Источник: собственные данные KaVo

Техническое обслуживание

Преимущества

Техническое обслуживание	Преимущества	
Проверка всех основных функций (программы гигиены, аварийные выключатели и т.д.)	○	○
Очистка отсасывающей системы, устройства Aquamat и селективного клапана Замена неисправных частей	○	○
Замена неисправных частей гидроблока Контроль герметичности	○	○
Функциональная проверка модулей врача и ассистента, осмотр шлангов, регулировка давления Замена неисправных частей	○	○

- Функциональная безопасность
- Безопасность стоматолога, сотрудников клиники и пациента



Трата времени и денег:
Простой оборудования



Экономия времени и денег:
Регулярное техническое обслуживание

Лучший способ избежать поломок
и непредвиденных расходов:
Сервисный набор KaVo для безопасной работы

Специальный набор в руках сертифицированного специалиста – лучший способ обеспечить безопасную и бесперебойную работу стоматологической установки KaVo.

Набор обеспечивает:

- **Безопасность.** Использование только оригинальных запасных частей KaVo
- **Эффективность.** Бесперебойная работа благодаря регулярному техническому обслуживанию.



Экономия времени и денег: планирование проведения технического обслуживания с использованием **сервисного набора KaVo**

ТО-комплекты: просто, как раз, два, три!

1. Три универсальных набора для ТО любого типа установок
2. Отдельные наборы для проведения более тщательной профилактики
3. Меньше сложностей с заказом необходимых запчастей для ТО и ремонтов

**Сервисные наборы KaVo
включают в себя только оригинальные
запасные части**



1.010.8043	Сервисный набор DVGW «Большой водяной блок»
1.010.7975	Сервисный набор DVGW «Бутылка чистой воды»
1.011.5284	Сервисный набор для E30

Перечень работ при проведении технического обслуживания

Первичная / функциональная проверка

- Проверка функционирования кресла
- Проверка аварийных микровыключателей
- Проверка настройки и функционирования фрикционных механизмов
- Проверка операционного светильника – механическая и электрическая
- Проверка функционирования наконечников блоков врача и ассистента
- Проверка функции всасывания и устройства Aquamat
- Проверка функционирования помпы DECAmat (E70/E80)
- Проверка дезинфицирующей функции (тестовые полоски)
- Проверка функционирования моторизированного подголовника

Проверка правильного функционирования дренажной системы

- Проверка слива плевательницы и при необходимости его очистка
- Очистка ситечка на входе сепаратора амальгамы
- Проверка всех внутренних дренажных шлангов и при необходимости их очистка

Комплект селективных клапанов

- Очистка корпуса селективного клапана
- Проверка плунжера на функционирование и чистоту
- Замена запчасти согласно инструкции

Преимущества:

- Гарантия функциональной безопасности в соответствии с нормами и стандартами.
- Меньше поломок и незапланированных расходов на ремонт, что положительно влияет на остаточную стоимость оборудования и дает свободу планирования.



Дешевле, потому что оригинальный: Новый комплект обивки KaVo



Даже самая качественная обивка страдает при эксплуатации и теряет цвет. Препятствие вернуть прежний вид установке KaVo можно вернуть и без существенных финансовых вложений с помощью оригинального решения: новый комплект обивки KaVo. Если другие производители предлагают только заменить наполнитель и обивку, KaVo дает возможность заменить и составные элементы установки. Остается выбрать подходящие форму, материал и цвет.

В любое время комплект можно дополнить мягкой подушкой RELAXline.



Мягкая обивка RELAXline: так выглядит комфорт

Мягкая обивка KaVo RELAXline приятна на вид и на ощупь. Благородные оттенки – графит, кашемир, агава – подчеркивают актуальный дизайн. Выполнена из материала с эффектом памяти формы, обтянута высококачественной искусственной кожей. Пациенты будут испытывать комфорт даже при продолжительном лечении.




Мягкая обивка выполнена из материала с эффектом памяти формы, обтянутого искусственной кожей:


- Эстетичная, комфортная поверхность
- Антимикробное покрытие, сертифицированное в соответствии с требованиями Управления по охране окружающей среды США (EPA)
- Качественная дизайнерская строчка

- Ручная работа – сделано в Германии
- Три эксклюзивных оттенка: графит, кашемир, агава
- Спинки Progress и Comfort и двухшарнирный подголовник с пневматической, электроприводной или механической фиксации.







Цвет обивки




Черный



Темно-синий



Дымчато-синий




Синий океан



Мятный




Растительный-зеленый




Изумрудно-зеленый




Антрацит




Жемчужно-серый




Шоколадный



Пурпурно-красный



Ягодный




Рубиново-красный



Оранжевый


Мягкая обивка RELAXline



Графит



Кашемир



Агава

Подушка KaVo Comfort

Информация о продукте

- Физиологичное положение пациента, что особенно важно при продолжительном лечении
- Регулируемое положение для удобного доступа к верхней и нижней челюсти
- Простая фиксация с помощью магнитного крепления
- Удобная фиксация подголовника без дополнительных затрат
- Термочувствительный материал обивки принимает оптимальную форму.

Преимущества

- Свобода перемещения в любом направлении
- Эффект памяти формы для правильного положения головы и комфорта каждого пациента
- Профилактический прием, стандартное и продолжительное лечение



1.000.6654 Магнитная подушка подголовника

- Поворотная подушка для удобного доступа к верхней и нижней челюсти
- Съёмный моющийся чехол.

Обратите внимание

- Подходит ко всем установкам с подголовником Comfort или двухшарнирным подголовником
- Пневматическая, электроприводная или механическая фиксация двухшарнирного подголовника.

Удобство размещения в кресле.

Установки KaVo ESTETICA E80/E70 Vision и KaVo ESTETICA E80/E70 можно укомплектовать дополнительным подлокотником



Современный эргономичный подлокотник обеспечивает оптимальное положение пациента и его безопасность во время лечения. Дополнительный подлокотник справа можно откинуть вперед и убрать для удобства пациента. Не мешает клиницисту во время работы.

Преимущества:

- Большой комфорт пациента и клинициста
- Дополнительное удобство при лечении пациентов с ограничением подвижности
- Простота комплектации

В комплект входят подлокотник, рама сиденья, набор для монтажа.

Безопасность повседневной клинической практики с оригинальными шлангами инструментов KaVo

Даже при регулярном уходе шланги инструментов постепенно изнашиваются, что придает установке негигиеничный вид. Помните, шланги необходимо регулярно менять. Это доступный способ обеспечить безопасность пациентов во время лечения.

Новые инструментальные шланги KaVo можно приобрести по выгодной цене.

Преимущества:

- Оригинальные запчасти KaVo
- Функциональность и качество непосредственно от производителя
- Высокие стандарты гигиены
- Высокое качество по разумной цене
- Презентабельный внешний вид
- Безопасность пользователя и пациента.






Новые отсасывающие шланги для модуля ассистента

3.004.7180	Hose mounted – шланг пылесоса в сборе
3.004.7171	Hose mounted – шланг слюноотсоса в сборе
1.013.5157	Hose 1660 – шланг пылесоса 1660 мм
1.013.5156	Hose 1660 – шланг слюноотсоса 1660 мм
1.013.5158	Kit Hose 25m – шланг пылесоса LW 20, 25 м
1.013.5155	Kit Hose 25m – шланг слюноотсоса LW 8, 25 м
3.004.7175	Hose mounted – шланг пылесоса установки E30
3.004.7155	Hose mounted – шланг слюноотсоса для установки E30



Модернизируйте стоматологическую установку

Даже вроде бы незначительные изменения способны сделать стоматологическое лечение более комфортным и для пациентов, и для сотрудников клиники. Для этого достаточно своевременно выполнять ремонт, заменять изношенные части и оптимизировать комплектацию стоматологической установки.



KaVoLUX 540 LED – идеальное освещение рабочего поля

Бесконтактный светильник KaVoLUX 540 LED удобно включать, не прикасаясь к нему: проведите рукой перед датчиком, нажмите на кнопку на модуле врача или переведите кресло пациента в запрограммированное положение. Это один из наиболее действенных способов предотвратить перекрестное инфицирование. Светильник KaVoLUX 540 LED идеально подойдет для любой установки KaVo. Является примером высочайшего качества KaVo – практичность, длительный срок службы, максимальное удобство в работе, простота ухода.

- Освещенность в режимах COMPOsave или приглушенного света от 8 000 до 15 000 люкс.
- Стандартный режим дневного света.
- Световая температура 4 000 – 6 000 градусов Кельвина.
- Бесшумная работа.
- Съемные стерилизуемые ручки.

Обычно при работе с композитом требуется уменьшить яркость света. Но только не с KaVoLUX 540 LED. Режим COMPOsave™ позволяет увеличить время работы с композитами благодаря фильтрации синей части спектра. Больше не нужно в спешке моделировать реставрацию или переключаться в режим приглушенного света. Яркость в 15 000 люкс гарантирует четкую видимость рабочей области для максимального качества лечения.



Нейтральный режим




Бесконтактное переключение режима



Режим COMPOsave™

Все хорошо, что хорошо кончается


Три варианта оформления прекрасно сочетаются с обивкой любого цвета:



Лиссабон



Марракеш



Нью-Йорк



Преимущества

- Продление срока службы стоматологической установки KaVo.
- Удобство пациентов.
- Эстетичная и доступная защита обивки кресла.
- Просто зафиксировать, легко очистить.

Подходит для следующих установок:

E80/E80 Vision, E70/E70 Vision, E50/E50 Life, 1058/1058 Life.



Беспроводная педаль управления для установок KaVo ESTETICA E80/E70/E50 обеспечивает безопасность стоматологического лечения

- Отсутствует необходимость во время лечения касаться руками различных поверхностей – профилактика перекрестного инфицирования.
- Безопасная работа всех инструментов благодаря запрограммированной начальной скорости вращения при автоматическом среднем положении педали.

- Удобный выбор любой скорости в максимально возможном диапазоне.
- В режиме E педаль не перемещается автоматически в среднее положение.
- Программирование предпочтительной скорости вращения для разных манипуляций.
- Легкость управления всеми инструментами установок KaVo ESTETICA, положением кресла, мультимедийными функциями.
- Специальный механизм регулировки интенсивности, например струи сжатого воздуха в турбинном наконечнике.
- Удобные выбор скорости вращения, центрирование педали, программирование подачи спрея, подача воздуха, направление вращения микромотора, позиционирование кресла, контроль мультимедийных функций.
- Максимальное быстрая адаптация к привычным методам работы.
- Отсутствие провода от педали к установке как дополнительный фактор безопасности.
- Работа в эргономичном положении благодаря возможности переместить педаль в любое удобное место.



Канюли для многофункционального и трехфункционального наконечников KaVo

Съемные канюли для много- и трехфункционального наконечников KaVo можно стерилизовать при температуре до 138°C.

Преимущества:

- Достаточное количество канюль на рабочий день
- Бюджетная замена пришедших в негодность канюль
- Легко снимаются и фиксируются
- Рациональное многоразовое использование

- Разная цветовая кодировка для удобной идентификации:
 - золотистое кольцо – канюли для многофункционального наконечника,
 - синее кольцо – канюли для трехфункционального наконечника.

Термальной дезинфекции и стерилизации можно подвергать только канюли, отмеченные специальным знаком.

0.773.0231 Канюля для 3-функционального шприца

0.773.0011 Канюля для многофункционального шприца

Сервисный бокс для пациента KaVo Еще один способ продемонстрировать заботу



Сервисный бокс (держатель стакана, диспенсер для салфеток, полочка) крепится на опорную стойку светильника. Прост в уходе: достаточно протереть поверхность дезинфицирующими салфетками.

Преимущества:

- Дополнительный комфорт.
- Удобное место для хранения личных вещей пациента (очки, телефон, кейс для элайнеров, ключи).
- Современное, гигиеничное и безопасное решение.

1.002.1067 Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

Очищающие средства KaVo

KaVo OXYGENAL™ 6

В состав OXYGENAL 6 входят перекись водорода и ионы серебра.

Эффективность OXYGENAL 6 отмечена во многих публикациях.

Средство не повреждает детали установки и, поскольку концентрация ионов серебра не превышает рекомендованных значений, не загрязняет сточные воды.

Пероксид водорода распадается на воду и кислород без образования побочных продуктов. При соблюдении рекомендуемой дозировки OXYGENAL 6 безопасен для пациентов и персонала.



0.489.3451 OXYGENAL 6, объем 1л



KaVo DEKASEPTOL™ Gel

Средство для очистки и дезинфекции отсасывающей системы

Гель DEKASEPTOL не просто промывает шланги и отсасывающую систему, но и задерживается на контаминированных поверхностях.

Средство можно использовать сразу, ни с чем предварительно не смешивая. Специальный дозатор позволяет дополнительно экономить время и избегать попадания геля на кожу или на рабочую поверхность.

Гель DEKASEPTOL обладает антибактериальным, фунгицидным и вирулицидным действием. Эффективен против возбудителей гепатита В и ВИЧ.

1.000.7205 Дезинфицирующий гель Dekaseptol
Емкость объемом 6 л

1.000.7204 Дезинфицирующий гель Dekaseptol
Набор из трех бутылок по 1 л
и дозатора объемом 17 мл

ИНСТРУМЕНТЫ

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ



Ремонт стоматологических инструментов KaVo в АСЦ

Сохранение высокой остаточной стоимости, соответствие стандартам гигиены и нормам использования медицинских изделий, рациональное производство – все эти и многие другие факторы необходимо учитывать при обслуживании и ремонте медицинских изделий. На помощь приходит официальный заводской ремонт KaVo: оптимальное качество, юридическая защищенность, максимальная надежность, продолжительный срок службы, фиксированная стоимость.

КЛАУС УБЕЛЬХОР

Сервисный инженер KaVo

” Каждый инструмент KaVo мне знаком до мельчайшей детали. В работе я опираюсь на свой более чем 40-летний опыт.

“

Мировые запасы сырья и воды, земельные ресурсы неуклонно истощаются. Потребители привыкли выбрасывать вышедшее из строя оборудование вместо того, чтобы отдать его в ремонт. Такое отношение практически к любой вещи встречается все чаще. А между тем, чем раньше утилизируется оборудование, тем сильнее отрицательное влияние на окружающую среду, выше потребление ценных ресурсов. Сопутствующее увеличение объема производства требует дополнительной энергии и приводит к выбросам парниковых газов, влияющих на климат. В том числе и по этим причинам мы должны стремиться к разумному потреблению и бережнее расходовать оставшиеся ресурсы.





ПЕТЕР ШЁХЛИН

*Руководитель программы
официального заводского
ремонта KaVo*

”

После официального ремонта KaVo инструменты становятся почти как новые. Гарантия на ремонт до 1 года. Причем инструмент подвергается модификации максимум на 30%, его конфигурация меняется незначительно. Это позволяет экономить ресурсы и меньше воздействовать на окружающую среду.

“

Инвестиции в качество

Те, кто ценит высокое качество и надежность, выбирают инструменты премиум-класса, например инструменты KaVo. Те, кому важна бесперебойная работа на протяжении долгого времени, выбирают профессиональный сервис, например сервис KaVo. Такой выбор гарантирует соблюдение стандартов премиум-класса даже в случаях длительной интенсивной эксплуатации инструментов. Ремонт выполняют непосредственно специалисты KaVo или сертифицированные сервисные инженеры с использованием только оригинальных деталей.

Надежно и гигиенично

Стоматолог Йохан Каниа уже много лет работает инструментами KaVo. «Прежде чем купить новый инструмент или прибор, я проверяю, соответствует ли он всем нормам гигиены. Многие медицинские изделия, особенно дешевые, не проходят эту проверку и некоторые из них даже не разрешены к использованию в Германии. Вот почему я никогда не куплю инструмент неизвестного производителя. Компания KaVo известна высочайшим качеством

продукции». Не менее важное значение, по мнению доктора Каниа, имеет качество обслуживания, особенно с учетом того, сколько средств вложено в приобретение качественной продукции. Попытка сэкономить на обслуживании может только нанести вред. В свою очередь, сервисная служба компании KaVo или авторизованного представителя при необходимости замены деталей использует только оригинальные запчасти. Кроме того, при обращении в KaVo можно не бояться неприятных сюрпризов, поскольку ремонт проводится по фиксированным ценам. «Последние полтора года я ремонтирую инструменты только в KaVo.





Основной причиной этого – помимо гарантии – является то, что KaVo BOX заметно ускорил и упростил весь процесс. У официального заводского ремонта KaVo есть множество преимуществ», – говорит доктор Кания.

Оригинальные запасные части безопасной работы

Сервис KaVo гарантирует высокое качество обслуживания и ремонта. Использование оригинальных запчастей обеспечивает надежность работы и продолжительный срок службы инструментов и оборудования, и, не в последнюю очередь, юридическую защищенность клинициста. Кристиан Вех, продакт-менеджер KaVo, подтверждает это: «Наш сервис гарантирует клиентам высокое качество обслуживания и ремонта. Мы принципиально работаем только с оригинальными запасными частями и не используем запчасти сторонних производителей». Он также отмечает, что благодаря KaVo BOX обслуживание становится предельно простым и бесперебойным процессом: «Клиент заполняет заявку, аккуратно упаковывает инструменты и отправляет в сервисный



**Дешевле –
ВОЗМОЖНО**



**Лучше –
пожалуй, нет**



центр. Это бесплатно. Сам принцип ремонта инструмента с его возвращением в клиническую практику делает услугу KaVo BOX рациональной и экологически обоснованной. Пока инструмент находится на заводской гарантии, KaVo покрывает все расходы на его ремонт», – говорит Кристиан Вех.

«Инструмент – это продолжение руки»

Доктор Йохан Каниа называет еще одну причину, по которой он полностью доверяет продукции и сервису KaVo: «Самым важным для меня является прямая экономическая выгода. Продуманный процесс официального заводского ремонта также произвел на меня впечатление. По сути, инструмент – это продолжение руки стоматолога. На время работы они должны стать единым целым. Качество инструмента имеет решающее значение. Именно поэтому я выбираю продукцию KaVo».

Качественные инструменты служат гораздо дольше и попросту не могут стоить дешево. Вот еще один аргумент в пользу того, чтобы стараться сохранить их в рабочем состоянии как можно дольше. Это важно и для Йохена Каниа, который доверяет свои инструменты исключительно специалистам KaVo и сертифицированным сервисным инженерам. «Для меня на первом месте – экономические и финансовые аспекты. При официальном ремонте я могу сразу оценить затраты, стоимость известна заранее. Сам процесс прост и понятен и не требует от меня никаких лишних действий. Тот факт, что официальный заводской ремонт позволяет более ответственно подходить к использованию ограниченных ресурсов, является дополнительным преимуществом».

Как быстро, надежно и бесплатно отправить инструмент на ремонт в KaVo?*

- Шаг ①** Для вызова курьера заполните форму на сайте www.kavobox.ru. При первом заполнении одновременно пройдет регистрация в личном кабинете, и при всех последующих отправках повторно вводить данные не потребуется
- Шаг ②** Распечатайте заполненную форму и вложите ее в отправку вместе с реквизитами организации и инструментом
- Шаг ③** В качестве подтверждения заявки будет отправлено письмо на электронную почту, указанную при регистрации, с накладной для курьера. Накладную необходимо распечатать и передать курьеру вместе с упакованным инструментом



www.kavobox.ru



*Данная услуга распространяется на отправку инструмента в официальное представительство KaVo в России или в авторизованные сервисные центры KaVo. Масса посылки не должна превышать 1 кг!

*Доступно не во всех странах.
Подробная информация: www.kavobox.ru



Вся история ремонтов инструментов в вашем личном кабинете KaVo BOX!

Просто.

Узнайте заключение инженера по диагностике вашего инструмента, нажав нужную заявку


Удобно.

Согласуйте ремонт сразу всех наконечников всего одним нажатием. Появились вопросы или хотите проконсультироваться с инженером?

Оставьте комментарий, и мы обязательно с вами свяжемся

Быстро.

Не ищите счета в почтовом ящике! Теперь вам достаточно нажать кнопку «Счета»



www.kavobox.ru



*Доступно не во всех странах.
Подробная информация: www.kavobox.ru



Замена микромотора KaVo*: низкая цена высокой мощности

В рамках программы по замене оборудования вместо старого микромотора KaVo можно на выгодных условиях приобрести более новый, функциональность которого восстановлена на заводе KaVo.

Преимущества:

- Высокое качество и долгий срок службы
- Доступная цена
- Оперативность
- Экономия ресурсов

Обратите внимание:

- Микромотор тщательно очищен, все изношенные части заменены на новые.

*Доступно не во всех странах.

Для получения подробной информации отправьте запрос: techsupport.russia@kavo.com



QUATTROcare PLUS

Тщательный уход окупается

Обработка в приборе QUATTROcare PLUS позволяет поддерживать инструменты в рабочем состоянии. Автоматизированный процесс гарантирует качественную смазку наконечников без скопления излишков масла внутри и на поверхности.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

3 переходника INTRAMatic (короткие) и 1 переходник MULTIflex, 1 флакон спрея QUATTROcare Plus. Возможность индивидуальной комплектации под наконечники других производителей.

- Смазка 4 инструментов за 1 минуту
- Автоматизированный процесс
- Качественная смазка без перерасхода масла
- Простота в обращении, минимальный риск ошибки
- Продув системы трансмиссии и каналов спрея струей сжатого воздуха
- Отсутствие излишков масла
- Программа обработки цангового зажима
- 4 переходника в базовой комплектации (1 MULTIflex, 3 INTRAMatic короткий)
- Универсальность (адаптеры для самых популярных моделей)
- Современный эргономичный дизайн
- Гарантия 12 месяцев.



KaVo QUATTROcare Plus Spray

Спрей для смазки инструментов в устройстве QUATTROcare PLUS, экологичный пропеллент, флакон 500 мл.

1.005.4525 KaVo QUATTROcare Plus Spray

Спрей KaVo для ручной смазки стоматологических инструментов

KaVo Spray

Универсальный спрей для ручной смазки инструментов KaVo, экологичный пропеллент, флакон 500 мл.

0.411.9640 KaVo Spray



Подставка для наконечников INTRA

Новая подставка для наконечников INTRA: гигиеничные сменные вставки, удобство выбора инструмента и доступа к нему, практичность и безопасность.

3.005.5204 Подставка для наконечников INTRA



Аксессуары для инструментов KaVo

Стоматологические установки KaVo

Сервисный набор

1.010.7975	Сервисный набор DVGW «Бутылка чистой воды»
1.011.5284	Сервисный набор для ТО установки E30
1.010.8043	Сервисный набор DVGW «большой» водяной блок

Расширенная гарантия

Обратите внимание на гарантийные условия KaVo

1.010.1621	1 год расширенной гарантии на E30
1.010.1622	1 год расширенной гарантии 1058/E50 Life
1.010.1624	1 год расширенной гарантии 1058/E50 Life+Мультимедия
1.010.1625	1 год расширенной гарантии E70/E80 Vision
1.010.1626	1 год расширенной гарантии E70/E80 Vision+Мультимедия
1.010.1627	2 года расширенной гарантии E30
1.010.1628	2 года расширенной гарантии 1058/E50 Life
1.010.1629	2 года расширенной гарантии 1058/E50 Life +Мультимедия
1.010.1630	2 года расширенной гарантии E70/E80 Vision
1.010.1631	2 года расширенной гарантии E70/E80+Мультимедия
1.010.1632	4 года расширенной гарантии E30
1.010.1633	4 года расширенной гарантии 1058/E50 Life
1.010.1634	4 года расширенной гарантии 1058/E50 Life+Мультимедия
1.010.1635	4 года расширенной гарантии E70/E80 Vision
1.010.1636	4 года расширенной гарантии E70/E80 Vision+Мультимедия

Сервисный бокс для пациента

1.002.1067	Patient Service Box - сервисный бокс для пациента
------------	---

Гигиена

0.489.3451	Охугenal 6 1000 ml
1.000.7204	Дезинфицирующий гель Dekaseptol. Набор 3x1 л и дозатора объемом 17 мл
1.000.7205	Дезинфицирующий гель Dekaseptol объемом 6 л
1.000.7206	Дозатор для литровой бутылки дезинфицирующего средства Dekaseptol Gel

Новая обивка KaVo

1.013.8000

Новый оригинальный комплект обивки KaVo

Стандартная обивка

0300801 ESTETICA E70/E80 Vision
ESTETICA E70/E80

- Спинка Progress
- Спинка Comfort

0300803 ESTETICA E50 Life / Primus
1058 Life
ESTETICA E50/E30 / Primus
1058

- Двусоставный винтовой подголовник
- Двухсоставной подголовник ERGO



Мягкая обивка RELAXline

0300802 ESTETICA E70/E80 Vision

- Спинка Progress
- Спинка Comfort

0300804 ESTETICA E50 / E50 Life /
Primus 1058 / 1058 Life /
E30

- Двусоставный винтовой подголовник
- Двухсоставной подголовник ERGO



PHYSIO

0300806 PHYSIO Evo/Evo F/Evo One

Стандартные цвета обивки


- черный № 33
- темно-синий № 39
- дымчато-синий № 66
- синий океан № 64
- антрацит № 46
- perlgrau № 45

- мятный № 38
- растительный
зеленый № 70
- изумрудно-зеленый
№ 69
- шоколадный № 62

- пурпурно-красный
№ 52
- ягодный № 60
- рубиново-красный
№ 63
- оранжевый № 59

Цвета мягкой обивки RELAXline

- кашемир № 111
- графит № 110
- агава № 112



Инструменты KaVo

Средства ухода и запасные части

1.000.4823	Фильтр для воды (GENTLEforce, GENTLEsince, GENTLEmini)
1.002.0271	Фильтр для воды (COMFORTdrive, MASTERmatic, GENTLEpower, MASTERtorque, EXPERTtorque, EXPERTmatic)
1.002.0321	Ключ для фильтра
1.010.7024	Набор уплотнительных колец для MULTIflex
1.010.7025	Набор уплотнительных колец для микромотора
1.007.5372	Светодиод Multi LED
1.002.2928	Галогеновая лампа
3.005.5204	Подставка для наконечников
0.411.9902	Вставка под MULTIflex
1.006.0525	Вставка под COMFORTdrive
0.411.9862	Целлюлозная прокладка
0.411.9640	Спрей KaVo 2112A (6 флаконов)
0.411.9911	Насадка INTRA (прямые и угловые наконечники, головки, цанговые зажимы)
1.005.3154	Насадка COMFORTdrive
0.411.9921	Насадка MULTIflex (турбинные наконечники, SONICflex, INTRAfex)
1.008.3805	QUATTROcare PLUS 2124A
1.005.4525	Спрей QUATTROcare PLUS 2140P (6 флаконов)
1.011.7380	Адаптер INTRAmatic, короткий
0.411.7941	Адаптер для головок INTRA
1.009.6142	Адаптер MULTIflex
1.005.1707	Адаптер COMFORTdrive
0.411.7603	Насадка для цангового зажима (в аппарате QUATTROcare)



Контакты

Официальное представительство KaVo в России и СНГ

Москва

109544, Москва
бульвар Энтузиастов, д.2, этаж 20, пом. 20.05
Бизнес-центр «Голден Гейт», башня В
Телефон: +7 495 260 18 71
E-Mail: techsupport.russia@kavo.com

Санкт-Петербург

195112, Санкт-Петербург
Малоохтинский пр-т, д.64, лит. В
Бизнес-центр «Санкт-Петербург Плаза»,
корп. 3, эт. 5
Телефон: +7 812 614 64 45
E-Mail: techsupport.russia@kavo.com

Авторизованные сервисные центры KaVo

Москва

Дентал Фэнтези Trade (Ксеннова)

121614, г. Москва,
Осенний бульвар, д.12, к.10
+7 (495) 640 96 00
info@dftrade.ru
www.dftrade.ru

СтомЭксперт

125212, Москва,
Головинское шоссе, д. 12
+7 (495) 970 14 90
reception@stomexpert.net
www.stomexpert.net

Харико Дента Мед

115144, г. Москва
Дербеновская наб., д. 11, к. В,
3 этаж, БЦ «Полларс»
+7 (495) 913-66-06
Факс +7 (495) 913-66-13
servicegroup@hariko.ru
info@hariko.ru
www.hariko.ru

Санкт-Петербург

Медресурс

190013, г. Санкт-Петербург,
Введеневский канал, д.7
БЦ «Фарватер», офис 428-432
+7 (812) 418-34-00,
+7 (812) 920-38-78
service@medresurs78.ru
www.medresurs.pro

Северная Каролина

196006, г. Санкт-Петербург,
ул. Ломаная д.5, корпус №1,
3й этаж
+7 (812) 702-81-12 доб. 158,
+ 7 (960) 270-70-53
service@carolinaspb.ru
www.carolinaspb.ru

Казань

Рокада Мед

420088, Казань,
Проспект Победы, д. 204В
+7 (843) 294-59-82
service@rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

Екатеринбург

КавоЛюкс Сервис

620090, Екатеринбург
ул. Техническая, д. 68,
офис 196
+7 (343) 345-91-85,
факс +7 (343) 322-35-16
kavolux_service@mail.ru
www.kavolux-service.ru

**Пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи,
которую, как и другую контактную информацию,
можно найти на нашем сайте:**

www.kavo.com



Нижний Новгород

Си.Ти.Дент НН

603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 193,
пом. 9.16
+7 (831) 280-84-24
zakaz@ctdent.ru
www.ctdent.ru

Новосибирск

КавоЛюкс Сервис

630099, Новосибирск,
ул. Ядринцевская, д.72,
оф. 601
+7 (383) 363-71-50,
+7 (913) 908-50-61
info.spmc@mail.ru
anton.spmc@mail.ru
www.kavolux-service.ru
www.spmc-nsk.ru

Дентал Трейдинг Груп

630102, Новосибирск
ул. Восход, д.26/1, этаж 1
+7 (383) 254-01-74
Info.dtg@mail.ru
www.dtg54.ru

Самара

Рокада Мед

443093, Самара,
ул. Мяги, д. 10А, офис 212,
310
+7 (846) 979-24-12,
+7 (984) 900-05-86
service.samara@rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

Сургут

Милта

628406, Сургут
ул Быстринская, д. 20
+7 (3462) 22-13-00, +7 (3462)
22-13-02, 22-13-01
MCKsurgut@mail.ru mskto@
yandex.ru

Техническая поддержка KaVo
techsupport.russia@kavo.com

Совершенство во всех сферах стоматологии



Стоматологическое оборудование

Стоматологические установки, светильники KaVo, мультимедийные системы, микроскопы, зуботехническое оборудование и дополнительные стоматологические принадлежности.



Инструменты

Прямые и угловые наконечники, турбины, воздушно-порошковые инструменты, оборудование для диагностики, профилактики, восстановительных, хирургических и эндодонтических процедур, приборы для ухода за стоматологическими наконечниками.

Продукты, характеристики и услуги, которые показаны и описаны в данном каталоге, доступны не во всех странах. Все спецификации действительны на момент публикации. Компания KaVo не несет ответственности за отклонения цвета или формы оборудования от представленных иллюстраций, а также ошибок или неточностей при печати и оставляет за собой право вносить изменения в брошюры в любое время. Полная или частичная перепечатка материалов разрешается только с письменного согласия компании KaVo.

KaVo™ является зарегистрированным товарным знаком компании KaVo Dental GmbH в России. Все прочие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Данная брошюра не является технической документацией производителя и разработана с целью информирования.

Dental Excellence – основной принцип KaVo: Совершенство во всех сферах стоматологии.